



- Adopté par la plupart des Sociétés d'Anesthésie.
- Requis pour l'Accréditation et la certification.
- Aanvaard door de belangrijkste Anesthesie Verenigingen.
- Vereist voor Kwaliteits Certificaat.

# *Labelkit MCD*

European Patent N. EP2256045

## **System** by Webbit

**Distributeurs sûrs et modulaires pour marquage facile et efficace des drogues**

*Veilige, Modulaire Cartridge Dispenser voor een gemakkelijke en efficiënte etikettering van medicijnen*

# Références et informations - Bestellingen en informatie

## Hypnotiques

Medicatie voor inductie

<b>Etomidate</b> mg/ml	8801-004
<b>Ketamine</b> mg/ml	8801-003
<b>Midazolam</b> mg/ml	8801-005
<b>Propofol</b> mg/ml	8801-045
<b>Thiopentone</b> mg/ml	8801-001
	8801-006

## Benzodiazépines

Tranquilizers en hypnotica

<b>Clonazepam</b> mg/ml	8801-129
<b>Diazepam</b> mg/ml	8801-007
<b>Levomepromazine</b> mg/ml	8801-118
<b>Lorazepam</b> mg/ml	8801-151
<b>Midazolam</b> mg/ml	5000-702
<b>Phenobarbital</b>	8801-119
	8801-009

## Antagonistes des benzodiazépines

Tranquilizers en hypnotica antagonisten

<b>Flumazenil</b>	8801-121
	8801-143

## Opiïdes

Narcotica

<b>ALFentanil</b> µg/ml	8801-012
<b>FENTanyl</b> µg/ml	8801-011
<b>Morphine</b> mg/ml	8801-013
<b>Oxycodone</b> mg/ml	8801-162
<b>Pethidine</b> mg/ml	8801-010
<b>REMIfentanil</b> µg/ml	8801-055
<b>SUFentanil</b> µg/ml	8801-120
<b>Tramadol</b> mg/ml	8801-102
	8801-015

## Antagonistes des opiacés

Narcotica-antagonisten

<b>Naloxone</b> mg/ml	8801-016
	8801-017

## Curarisants

Spierontspanners

(a) Dépolarisant  
(a) Depolariserende

<b>Suxamethonium</b> mg/ml	8801-018
(b) Non-Dépolarisant (b) Niet-Depolariserende	
<b>ATRAcurium</b> mg/ml	8801-021
<b>CISAtracurium</b> mg/ml	8801-083
<b>Curare</b> mg/ml	8801-046

<b>MIVAcurium</b> mg/ml	8801-084
<b>PANCUronium</b> mg/ml	8801-019
<b>ROCUronium</b> mg/ml	8801-085
<b>VECUronium</b> mg/ml	8801-022
	8801-023

## Antagonistes des curarisants

Spierontspannende antagonisten

<b>Neostigmine</b> mg/ml	8801-024
<b>Sugammadex</b>	8801-154
	8801-025

## Anticholinergiques

Anti-Cholinergica

<b>Atropine</b> mg/ml	8801-026
	8801-028

## Anti-émétiques

Anti-Emetica

<b>Droperidol</b> mg/ml	8801-008
<b>Metoclopramide</b> mg/ml	8801-037
<b>Ondansetron</b> mg/ml	8801-100
<b>TROPIsetron</b> mg/ml	8801-163
	8801-144

## Anesthésiques locaux

*Lokale anesthesie*

<b>BUPIvacaine %</b> mg/ml	8801-035
<b>LEVObupivacaine %</b> mg/ml	8801-039
<b>LIDOcaine %</b> mg/ml	8801-131
<b>LIGNOcaine %</b> mg/ml	8801-034
<b>MEPIvacaine %</b> mg/ml	8801-032
<b>PRILOcaine %</b> mg/ml	8801-148
<b>ROPIvacaine %</b> mg/ml	8801-033
	8801-038

## Sympathomimétiques

*Sympathomimetica (Vasopressoren)*

<b>ADREnaline</b> mg/ml	8801-029
<b>DOBUtamine</b> mg/ml	8801-073
<b>DOPAmine</b> mg/ml	8801-031
<b>EPHEdrine</b> mg/ml	8801-070
<b>ETILEphrine</b> mg/ml	8801-105
<b>ISOPrenaline</b> mg/ml	8801-030
<b>Metaraminol</b> mg/ml	8801-153
<b>NORAdrenaline</b> mg/ml	8801-071
<b>PHENylephrine</b> mg/ml	8801-077
	8801-036

## Anti-Hypertenseurs

*Sympathicolytica (Hypothensie)*

<b>ATEnolol</b> mg/ml	8801-135
<b>CLONidine</b> mg/ml	8801-116
<b>ESMOlol</b> mg/ml	8801-132
<b>Isosorbide dinitrate</b> mg/ml	8801-122
<b>LABetalol</b> mg/ml	8801-155
<b>METOProlol</b> mg/ml	8801-156
<b>NICArpine</b> mg/ml	8801-106
<b>NIMOdipine</b> mg/ml	8801-136
<b>NITROglycerine</b>	8801-050
<b>Urapidil</b>	8801-110
	8801-069

## Lignes

*Leidingen*

<b>Arterial Line</b> Date:	8801-080
<b>Central Venous Line</b> Date:	8801-082
<b>Peripheral Line</b> Date:	8801-081
<b>Epidural Line</b> Date:	8801-152

## Etiquettes vierges (a) Obstétrique

*Ongecodeerde etiketten (a) Gynecologie*

<b>Carbetocin</b> µg/ml	8801-157
<b>Oxytocin</b> units/ml	8801-075

## (b) Respiratoire

*(b) Ademhaling*

<b>Broncho-dilator</b>	8801-062
------------------------	----------

## (c) Cardiaque

*(c) Cardiologie*

<b>Amiodarone</b> mg/ml	8801-112
<b>Beta Blocker</b>	8801-060
<b>Cardiac</b>	8801-061
<b>Diuretic</b>	8801-059
<b>Levosimendan</b>	8801-158

## (d) Altri

*(d) Other*

<b>Acetazolamide</b>	8801-104
<b>Alizapride</b>	8801-107
<b>Amoxicillin</b> mg/ml	8801-124
<b>Antibiotic</b>	8801-057
<b>Betamethasone</b> mg/ml	8801-125
<b>Caffeine</b>	8801-128
<b>Calcium Chloride</b>	5000-104
<b>Calcium Gluconate</b>	8801-067
<b>Cefamandole</b> mg/ml	8801-141
<b>Cefazolin</b> mg/ml	8801-113
<b>Cefoxitin</b> mg/ml	8801-114

## Étiquettes - Etiketten

Dimensions de la cartouche distributrice MCD - Afmeting MCD cartridge  
10,7 cm x 8,7 cm x 2,5 cm

Poids de la cartouche distributrice - Gewicht cartridge  
+/- 100 gr

Taille de l'étiquette - Type en afmeting etiket  
Standard 35 mm x 12 mm - Long 84 mm x 14 mm

Nombre d'étiquettes par cartouche distributrice  
Aantal etiketten per cartridge  
Standard +/- 600 - Long +/- 250

Conditions de stockage - Opslag voorwaarden  
-28°C a 32°C

Durée de conservation (ans) - Houdbaarheid (jaartal)  
+/- 4

Disponible aussi dans un nouveau format spécifique  
pour les lignes de perfusion.

Eveneens verkrijgbaar in de nieuwe specifieke afmetingen  
voor I.V. Leidingen, Pompen en Druppelinfusus.

Note

**Étiquette vierge blanche pour Texte** référence 8801-146L  
**Wit etiket met "note" tekst** code 8801-146L

Toute étiquette figurant dans notre catalogue peut être obtenue dans le format de la nouvelle taille **LONG** en ajoutant un **L** à la fin du code label standard.

Elk etiket uit onze catalogus kan verkregen worden in de nieuwe **LONG** versie door een **L** toe te voegen aan het einde van de standard etiket code.

Les drogues sont identifiées par le nom de la molécule.

Des mises à jours sont effectuées régulièrement. N'hésitez pas à nous contacter si vous ne trouvez pas le produit que vous cherchez.

Medicamenten worden geïdentificeerd met hun moleculaire naam.

Wij werken de etiketten regelmatig bij, gelieve ons te contacteren voor labels die niet terug te vinden zijn in deze brochure.

<b>Cefuroxime</b> mg/ml	8801-115	<b>Hydrocortisone</b> mg/ml	8801-142	<b>Ranitidine</b> mg/ml	8801-109
<b>CLINDAmycin</b> mg/ml	8801-137	<b>Hyoscine Butylbromide</b> mg/ml	8801-149	<b>Salbutamol</b> mg/ml	8801-134
<b>Danaparoïde</b>	8801-117	<b>Ketoprofene</b> mg/ml	8801-099	<b>Sodium Bicarbonate</b>	8801-065
<b>Dexamethasone</b> mg/ml	8801-089	<b>Ketoralac</b> mg/ml	8801-086	<b>Sodium Chloride</b>	8801-078
<b>Diclofenac</b> mg/ml	8801-147	<b>Insuline</b>	8801-108	<b>Steroid</b>	8801-058
<b>Diltiazem</b> mg/ml	8801-159	<b>Metamizol</b> mg/ml	8801-160	<b>Sulprostone</b>	8801-123
<b>Digoxin</b> mg/	8801-130	<b>Metilprednisolone</b> mg/ml	8801-097	<b>Tranexamic acid</b> mg/ml	8801-139
<b>Doxapram</b> mg/ml	8801-063	<b>Nefopam</b> mg/ml	8801-101	<b>Trimebutine</b>	8801-126
<b>Dolasetron</b> mg/ml	8801-098	<b>Phloroglucinol</b> mg/ml	8801-133	<b>Trometamol</b>	8801-161
<b>Furosemide</b> mg/ml	8801-095	<b>Potassium Chloride</b>	5000-103	<b>Vancomycin</b>	8801-145
<b>GENTAmycin</b> mg/ml	8801-138	<b>Protamine</b> mg/ml	5000-105	<b>Verapamil</b> mg/ml	8801-127
<b>Heparin</b> units/ml	8801-042				8801-044



## Augmente la sécurité en Anesthésie!

Selon de récentes statistiques plus de 20% des erreurs arrivant en cours d'anesthésie sont dues aux échanges de seringues.

C'est pour cela que le système *Labelkit MCD* a été conçu.

Le système *Labelkit MCD* est composé de cartouches distributrices d'étiquettes pré-imprimées qui permettent l'identification immédiate du type de drogue, augmentant de ce fait la sécurité du patient.

Les étiquettes ont un code couleur conforme au projet de norme internationale proposée par la société Américaine de "Testing and Materials", sous comité D4774-94. Ce code couleur est considéré comme le standard par la majorité des sociétés d'anesthésie dans le monde

(France, USA, Grande Bretagne, Italy, Australie, Canada etc...).

La SFAR dès 2006 intégrait ces recommandations pour la prévention des erreurs médicamenteuses en anesthésie.

Ce système augmente de façon très importante la sécurité en anesthésie pour un coût minimum.

Standardiser chaque salle d'opération avec le système *Labelkit MCD* peut réduire les risques liés à l'échange de seringues et donc les risques liés à l'anesthésie.

C'est pour cette raison que les organismes de certification recommandent d'utiliser un système d'identification des drogues avec un code couleur standard comme le *Labelkit MCD* afin d'obtenir les certificats de qualité pour les salles d'opération.

## Verhoogde Veiligheid bij anesthesie!

*Volgens recente statistieken zijn meer dan 20% van de fouten tijdens anesthesie te wijten aan het verwisselen van injectiespuiten.*

*Daarom werd het *Labelkit MCD* systeem ontworpen.*

*Het *Labelkit MCD* systeem bestaat uit cartridges die automatisch de voorgedrukte etiketten verdelen en zodoende op een eenvoudige manier refereren naar de medicamenten, wat de veiligheid voor de patiënt verhoogd.*

*De kleur van de etiketten volgt de internationale kleurencode, conform met de "Draft International Standard", voorgesteld door de "American Society of Testing and Materials", subcomité D4774-94. Deze kleurencode werd aangenomen als de standaardcode door 's werelds belangrijkste anesthesie verenigingen (USA, UK, Frankrijk, Italië, Australië, Canada e.a.....)*

*Dit systeem verzekert een verhoogde veiligheid binnen de anesthesie en dit aan een minimale kostprijs.*

*Elke operatiekamer uitrusten met een *Labelkit MCD* systeem kan de risico's verbonden aan het verwisselen van injectiespuiten verminderen en daarom eveneens de risico's van een anesthesie doen afnemen.*

*Daarom vragen de overheden die deze certificaten uitschrijven een systeem te gebruiken om medicijnen te identificeren aan de hand van een standaard kleurencode zoals in de *Labelkit MCD*. Op deze wijze kunnen kwaliteitscertificaten verstrekt worden aan de operatiekamers.*





**Distributeurs sûrs et modulaires**  
*Modulaire Cartridge Dispenser*

**Sélectionner** **1**  
*Automatisch uit*








**Disponible dans différents formats**  
*Beschikbaar in verschillende afmetingen*

**Saisir** **2**  
*Eenvoudig in gebruik*



**Appliquer** **3**  
*Etiketten met medicijnnaam*





Webbit

Labelkit, patent n. 1394704 by Webbit S.r.l.

# Labelkit MCD Accessoires Optionnels

## Supports Cartouches Labelkit

- Plastic verni blanc médical anti-égratignure et anti-empreintes
- Crochets postérieurs pour support °à RAIL 10 mm (Image 1)
- Joints en gomme anti-glissement
- Lavables
- Crochets avec trous de fixation au mur



Image 1

## Support 11 Cartouches Labelkit (réf.LBKSP-11P)

- Poids 455 g
- Dimensions 300x110x98mm



Ref. LBKSP-11P



Ref. LBK-TOWER12P

## Labelkit Support 12 Cartouches Vertical (Ref. LBK-TOWER12P)


- Plexiglass transparent Lavable, décontaminable à froid
- Tenir jusqu'à 12 cartouches en 3 rangées de 4
- Base allongé en avant pour maintenir la stabilité pendant le prélèvement
- 2 Trous de fixation au mur
- Systeme breveté pour accrocher le 4 cartouches a la petit tour
- Patins en gomme anti-glissement
- Poids 333 g
- Dimensions 110x360x144mm



Exemple de 4 tours ensemble pour maintenir 48 cartouches Labelkit MCD

Webbit se réserve le droit de modifier ou améliorer les spécifications du produit sans avertissement préalable -





Webbit

Labelkit, patent n. 1394704 by Webbit S.r.l.

# Labelkit MCD Accessoires Optionnels

## Supports Acier Cartouches Labelkit

- Acier Inox 408 verni blanc médical anti-égratignure et anti-empreintes
- Crochets postérieurs pour support °à RAIL 10 mm (Image 1)
- Joints en gomme anti-glissement
- Lavables et stérilisables en autoclave
- Trous de fixation au mur

## Support Acier 7 Cartouches Labelkit (Réf. L BKSP-7)

- Poids 330 g
- Dimensions 180x110x98



Image 1

## Support Acier 11 Cartouches Labelkit (réf.LBKSP-11)

- Poids 550 g
- Dimensions 300x110x98

## Support Acier 7 seringues Labelkit (Réf. L BKSP-7S)

- Inclination graduelle pour distinguer le début et la fin de l'opération
- Acier Inox 408 verni blanc médical anti-égratignure et anti-empreinte
- Joints en gomme anti-glissement
- Lavables et stérilisables en autoclave
- Poids 400 g
- Dimensions 300x65x100mm



Ref. L BKSP-11

## Ouvre ampoules et flacons (Ref.LBK-OPEN)

- Permettant d'ouvrir des ampoules et des flacons de tailles différentes
- Permettant d'éviter le risque des blessures
- On peut le tenir au cou
- Plastique Blanc médicale
- Dimensions 170x45x21 - Poids 45 g



Ref. L BK-OPEN



Webbit se réserve le droit de modifier ou améliorer les spécifications du produit sans avertissement préalable -

IMEDEX- AS.Healthcare 3 .Rue des Temps Modernes  
Z.A.E. du Chêne Saint-Fiacre 77600 CHANTELOUP-EN-BRIE.  
Service Clients 01 64 77 89 96. Fax 08.90.71.03.74. imedex@ashealthcare.net

# Labelkit MCD















European Patent N. EP2256045

System by Webbit

## Distributeurs sûrs et modulaires pour marquage facile et efficace des drogues

*Veilige, Modulaire Cartridge Dispenser voor een gemakkelijke en efficiënte etikettering van medicijnen*

### Code couleur - Kleurencode A.S.T.M. International D4774-94

<b>Hypnotiques</b>		<i>Medicatie voor inductie</i>
<b>Benzodiazépines Hypnotiques</b>		<i>Tranquilizers en hypnotica</i>
<b>Antagonistes des benzodiazépines</b>		<i>Tranquilizers en hypnotica antagonisten</i>
<b>Opiïdes</b>		<i>Narcotica</i>
<b>Antagonistes des opiacés</b>		<i>Narcotica - antagonisten</i>
<b>Curarisants - Dépolarisants</b>		<i>Spierontspanners - Depolariserende</i>
<b>Curarisants - Non Dépolarisants</b>		<i>Spierontspanners - Niet Depolariserende</i>
<b>Antagonistes des curarisants</b>		<i>Spierontspannende antagonisten</i>
<b>Anticholinergiques</b>		<i>Anti-Cholinergica</i>
<b>Anti-émétiques</b>		<i>Anti - Emetica</i>
<b>Anesthésiques locaux</b>		<i>Lokale Anesthesie</i>
<b>Sympathomimétiques</b>		<i>Sympathomimetica (Vasopressoren)</i>
<b>Anti-Hypertenseurs</b>		<i>Sympathicolytica (Hypothensie)</i>
<b>Autres</b>		<i>Ongecodeerde etiketten</i>

#### Code couleur des étiquettes

Permettant une meilleure identification des drogues et ainsi d'améliorer la sécurité du patient.

Des étiquettes vierges existent dans chaque catégorie de couleur permettant d'être utilisées avec toutes les autres drogues.

Espace disponible sur les étiquettes permettant d'inscrire des indications sur le dosage ou d'autres informations.

Distribution aisée par simple préhension d'une seule main.

Chaque cartouche distributrice, en polypropylène recyclable, contient 600 étiquettes. Elles peuvent être emboîtées les unes avec les autres permettant ainsi aux utilisateurs de créer un ou plusieurs blocs distributeurs de différentes dimensions avec les étiquettes choisies dans la liste des références disponibles. Les cartouches distributrices peuvent être utilisées directement sur une table ou accrochées.

#### Étiquettes met kleurencode

*Laat een gemakkelijke referentie naar medicatie-categorie toe, hetgeen de veiligheid voor de patiënt verhoogd.*

#### Blanco etiket in elke kleurencategorie

*Laat het gebruik voor weinig courante medicatie toe.*

#### Ruimte voor aantekeningen op de etiketten

*Zoals dosering, e.a.*

#### Automatische verdeling van de etiketten

*Slechts met één hand te bedienen.*

*Elke cartridge, bestaande uit polypropyleen, bevat ongeveer 600 etiketten en kan gemonteerd worden, dit geeft het ziekenhuis de mogelijkheid om één of meerdere dispensers met verschillende afmetingen samen te voegen met de etiketten die ze zelf geselecteerd hebben uit de lijst met beschikbare nummers. De cartridges kunnen onmiddellijk aan de operatietafel gebruikt worden of opgehangen door middel van de opening aan de achterzijde.*



## Sécurité dans la gestion des médicaments anticancéreux

Labelki est une ligne de cartouches (Fig.1) modulaire de distribution d'étiquettes conçues pour offrir une plus grande sécurité dans la préparation et la gestion des médicaments anticancéreux dans les départements de l'oncologie et UPAC.

Les départements peuvent utiliser le système Labelkit pour améliorer la sécurité et l'observance du traitement et pour réduire le risque d'erreurs liés à l'administration critique des médicaments à leurs patients.

Les étiquettes pré-imprimées et colorées peuvent être appliquées facilement et rapidement grâce à la cartouche distributrice pratique et brevetée.

Le code couleur permet de distinguer le traitement l'un de l'autre et réduit le risque d'erreur.

Les étiquettes LONG ont un double côté, un avec une indication pour le personnel et l'autre pour les notes, la date ou les initiales de l'opérateur.

Labelkit est un moyen rapide et clair pour signaler les traitements nécessaires et le mode d'emploi.

### Taille Standard (35mm x 12mm 600 étiquettes par cartouche)

**UTILISATION INTRATHÉCALE**

Cod. F5801-001

**UTILISATION INTRAMUSCULAIRE**

Cod. F5801-002

**UTILISATION SOUS-CUTANÉE**

Cod. F5801-003

**UTILISATION INTRAVEINEUSE**

Cod. F5801-004

**UTILISATION INTRAVITRÉENNE**

Cod. F5801-005

**ALCOHOL**

Cod. F5801-006

**NE PAS DILUER**

Cod. F5801-007

**SOLUTION PRÊTE**

Cod. F5801-008

**MÉDICAMENT PUR**

Cod. F5801-009

**LASA**  **Drogue à diluer**

Cod. F9902-102

**VESICANT**

Cod. U5801-010

**IRRITANT**

Cod. U5801-011

**NEUTRE**

Cod. F5801-012

**OFF LABEL**

Cod. U5801-0013

**ESSAIS CLINIQUES**

Cod. F5801-0014



Illustration 1  
Labelkit MCD Cartouche  
Modulaire Distributrice  
d'étiquettes

**PERFUSION CONTINUE**

Cod. F5801-015

### Taille LONG (85mm x 14mm 250 étiquettes par cartouche)

**A CONSERVER AU RÉFRIGÉRATEUR 2-8°C**

Cod. F5801-016L

**A CONSERVER -20°C**

Cod. F5801-017L

**A L'ABRI DE LA LUMIÈRE**

Cod. F5801-018L

**FAIBLE INDEX THÉRAPEUTIQUE**

Cod. F5801-019L

**DURÉE D'ADMINISTRATION**

Cod. F5801-020L



Illustration 2 Support à table ou mur optionnel

Nous pouvons créer des étiquettes personnalisées avec un minimum de commande de 10 cartouches par type. Notre catalogue est constamment mis à jour en fonction des besoins spécifiques des utilisateurs.

Webbit se réserve le droit de modifier ou améliorer les spécifications du produit sans avertissement préalable





# LABELKIT MCD "LASA" et "HAM"

Modular Cartridge Dispenser

## Systeme Identification LASA & HAM (High-Alert Medications)

Suite au succès de notre système Labelkit MCD pour le marquage facile et efficace des drogues, nous vous présentons une nouvelle ligne Labelkit conçue pour identifier les médicaments LASA (Look Alike Sound Alike) et HAM (High -Alert Medications).

Chaque département de l'hospital peut s'équiper de 4-8 cartouches pour marquer et identifier efficacement les boîtes des médicaments LASA qu'ils utilisent.

Le système Labelkit LASA est composé de cartouches distributrices d'étiquettes LASA (illustration 2) de différents types d'informations selon les besoins de l'hôpital.

Le système peut être utilisé pour marquer les boîtes des médicaments, les seringues, les flacons et les lignes de perfusion.

Ce système a été développé en collaboration avec les principaux hôpitaux européens et en conformité avec les recommandations des Ministères de la Santé concernés. Les étiquettes sont conçues dans un format qui limite la couverture des inscriptions présentes sur les boîtes originales et les couleurs fluorescentes attirent l'attention de l'opérateur.

Pour préserver les boîtes dans le cas où on veut rendre les médicaments aux producteurs, les étiquettes utilisent un adhésif qui peut être enlevé.

Les cartouches distributrices peuvent être rangées dans des supports Labelkit (illustration 1) Ces supports en métal inox époxy peuvent être fixés aux rails, au mur ou disposés sur des tables.





### LASA13 Labelkit – 6 Symboles en couleurs fluorescentes- taille 13mm x 13mm – 1000 étiquettes pour cartouche

-  Boîtes proches, dosage différent  
*Cod. 9901-001*
-  Drogue à diluer avant l'usage  
*Cod. 9901-002*
-  Boîtes proches, médicament différent  
*Cod. 9901-003*
-  Sons proches, médicament différent  
*Cod. 9901-004*
-  Symbole d'Alerte pour drogues HAM  
*Cod. 9901-005*
-  Symbole d'Alerte pour drogues HAM  
*Cod. 9901-006*



Illustration 1  
Support à table ou mur optionnel

### LASA35 Labelkit - 4 Symboles – taille 35mm x 12mm – 600 étiquettes pour cartouche

-  *Cod. F9902-101*
-  *Cod. F9902-102*
-  *Cod. F9902-103*
-  *Cod. F9902-104*

### LASA & High Alertes générales (600 étiquettes pour cartouche)

-  *Cod. 9902-207*
-  *Cod. 9902-208*
-  *Cod. 9902-307*
-  *Cod. 9902-308*

Nous pouvons produire des nouvelles références pour commandes de 25 cartouches pour type.

Des mises à jours sont effectuées régulièrement.

Webbit se réserve le droit de modifier ou améliorer les spécification du produit sans avertissement préalable.



Illustration 2  
Labelkit MCD Cartouche Modulaire Distributrice d'étiquettes

#### Webbit S.r.l.

Via B. Gigli, 20 - 20090 Trezzano s/N (MI) - ITALY

Tel. +39.02.4453087 - Fax +39.02.4452847 - E-mail: info@webbit.it - www.webbit.it

#### Webbit en France:

IMEDEX  
AS HEALTHCARE  
Z.A.E. du Chêne Saint-Fiacre  
Rue des Temps Modernes  
77600 CHANTELoup-EN-BRIE  
Tél: 01 64 77 89 96  
Fax: 01 64 11 16 99  
E-mail: imedex@ashealthcare.net

#### Belgium:

MOVA BVBA  
Hoogstraat 52  
1861 Wolvertem  
Belgium  
Tel: + 32 2 269 58 48 - Fax: + 32 2 269 76 48  
E-mail: info@movamed.be

